

<b>Zweckbestimmung:</b>	mediform ist ein in der Orthopädie verwendetes Hilfsmittel zur Erstellung eines Negativ-Abdrucks von Füßen		
<b>Funktion:</b>	Der professionelle Anwender erstellt einen präzisen Fußabdruck, indem er den Fuß des Patienten in die FSG-Abdruckplatte führt. Dieser Abdruck bleibt im Schaum passgenau erhalten, da der Schaum nach der Druckausübung nicht zurückfedert.		
<b>Sektoren:</b>	Einlagenherstellung, Maßschuhherstellung, Archivierung, Prothesen / Orthesen, Feststellung prominenter Stellen, Maßbestimmung		
<b>Mögliche Weiterverarbeitung:</b>	Unter anderem Ausgießen mit Gips oder Gießharz, Einscannen		
<b>Produktbeschreibung:</b>	Es handelt sich um zwei nichtfedernde Abdruckschaumplatten, die von einer Faltschachtel aus Wellpappe umschlossen werden. Diese werden dann zur gewünschten Anzahl in die jeweils verfügbare Versandeinheit verpackt.		
<b>Materialien:</b>	Schaum= Phenolharzbasiert	Faltschachtel= Wellpappe	Versandkarton = Wellpappe
<b>Spezifikationen:</b>	Variante Ideal 38		
<b>Maße einer Schaumplatte:</b>	330x145x38		
<b>Gewicht einer Schaumplatte:</b>	17g		
<b>Maße einer Faltschachtel:</b>	340x150x80		
<b>Gewicht einer Faltschachtel:</b>	102g		
<b>Rohdichte Schaum:</b>	8-12 kg/m <sup>3</sup>		
<b>Verfügbare Schaumfarben:</b>	Rosa, blau, grün, gelb, violett, pink, rot, grau		
<b>Skizze mit Maßen:</b>			

Verfügbare Versandeinheiten	25er	30er	40er	50er
<b>Gewicht</b>	3,5 kg	4,5 kg	5,5 kg	7 kg
<b>Abmessungen</b>	77x42x35	70x46x42	70x60x42	77x70x42
<b>Gurtmaß</b>	231cm	246cm	274cm	301cm
<b>Volumen</b>	0,12	0,14	0,17	0,23
<b>Lagerung</b>	Trocken bei Temperaturen zwischen 18° und 24° C und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 55 und 65% Versandkartons stehend lagern. Max. 4 Kartons übereinander lagern.			
<b>Entsorgung</b>	FSG-Abdruckschaum wird über den Hausmüll entsorgt. Abfallschlüssel 20 01 39 (Siedlungsabfälle, auch gewerblich, aus Kunststoff). Die Kartontage wird dem Altpapierrecycling zugefügt 15 01 01 (Verpackungen aus Papier und Pappe)			

## FSG

### Formschaum Gronau GmbH

Marie-Curie-Str.18

D-48599 Gronau

Tel.: +49 (0) 2562 907 676 0

Fax: +49 (0) 2562 907 676 6

E-Mail: [info@formschaum-gmbh.de](mailto:info@formschaum-gmbh.de)

Weitere Informationen auf [formschaum-gmbh.de](http://formschaum-gmbh.de)

#### Hinweise:

Einmalprodukt

Vor Feuchtigkeit schützen

Nicht werfen, Bruchgefahr

