

Ubiq[®]

Therapeutischer Komfortschuh

NEU



Ubiq[®] Way



**Der
Alltagsheld.**
Style inklusive.





Mehr Leichtigkeit bei jedem Schritt.

Der therapeutische Komfortschuh Ubiq® ist gemacht für Menschen, die Wert auf bequemes und dynamisches Gehen legen. Die natürliche, fließende Abrollbewegung ermöglicht ein rundum angenehmes Laufgefühl im Alltag. Funktional, stilvoll und so vielseitig, dass er überall passt – egal ob in Beruf, Freizeit oder zu Hause.

Der Name Ubiq® leitet sich vom Begriff ubiquitär ab und bedeutet „überall vorhanden“. Genau das verkörpert dieser Schuh: Universelle Akzeptanz, Flexibilität und Vielseitigkeit. Ein echter Allrounder, der in jeder Situation passt und zu jedem Stil harmoniert.



dynamisch
stoßdämpfend
rutschhemmend



Indikationen

- Leicht bis moderat ausgeprägte Fuß- und Zehendeformitäten wie z. B. Hallux Valgus, Hammer- oder Krallenzehen
- Hallux Limitus
- Diabetes mellitus ohne PNP / pAVK (Risikogruppe 0 nach der Deutschen Diabetes Gesellschaft)
- Diabetes mellitus ohne PNP / pAVK mit Fußdeformität (Risikogruppe 1 nach der Deutschen Diabetes Gesellschaft)

Eigenschaften



Außensohle

- Rückverlagerte Ballenrolle
→ Vorfußentlastung
- Integrierte, großflächige, abriebfeste Gummierung (4 mm)
→ Rutschhemmend
- Stoßdämpfende, kraftabsorbierende Sohlenkonstruktion
- Durchgehende, semirigide Schuhbodenversteifung
→ Entlastung des Vorfußes
- Reduzierte Standfläche
→ Dynamisches, schnelles Abrollen
- Geringe Sprengung (7 mm)
→ Natürliche Fußstellung



Innensohle

- Anatomisch geformte Fußbettung (6 mm)
→ Moderate Fersenführung
→ Leichte Längs- und Quergewölbestütze
→ PU-Sohle mit glattem Mikrofaserbezug für gute Dämpfung
+ leichten Einstieg
- Austauschbar
- Ausreichend Platz (6 mm) für individuell angefertigte Einlagen



Leisten Ubiq®

- Fußgerechte Leistenform
- Ideale Ballenbreite
- Taillierte Form
- Zehenboxhöhe 23,3 – 27,6 mm (je nach Größe)



Schnürung

- Elastische Schnürsenkel mit Schnellverschluss
→ Leichtes An- und Ausziehen
- Unelastische, flache Schnürsenkel (beiliegend)
→ Besserer Halt



Schaft

- Luftdurchlässig
- Verstärkte Fußspitze
- Anatomischer Knöchelausschnitt
→ Ideale Rückfußpassform
- Optimal angepasste Fersenkappe
→ Guter, sicherer Fersenhalt
- Schlaufe an der Ferse
→ Leichtes Anziehen
- Formstabiles Obermaterial
- Weiches Innenfutter
→ Gute Polsterung
→ Schutz vor Druck und äußeren Einflüssen
→ Hoher Tragekomfort

Black




Grey



Navy



Lemon




Rückverlagerte, dynamische Ballenrolle



Größen + Maße

Ubiq® Way

Schuhgröße	Innensohle		Fußlänge	Ballenmaß	Zehenboxhöhe	Art.-Nr.			
	A	B	F	G	H	Black	Grey	Navy	Lemon
36	24,0	9,0	22,5 – 23,1	22,5	2,33	UBWBA36	UBWGY36	UBWNY36	UBWLM36
37	24,6	9,1	23,1 – 23,7	23,0	2,37	UBWBA37	UBWGY37	UBWNY37	UBWLM37
38	25,3	9,2	23,8 – 24,4	23,4	2,41	UBWBA38	UBWGY38	UBWNY38	UBWLM38
39	26,0	9,3	24,5 – 25,1	23,8	2,45	UBWBA39	UBWGY39	UBWNY39	UBWLM39
40	26,6	9,4	25,1 – 25,7	24,3	2,49	UBWBA40	UBWGY40	UBWNY40	UBWLM40
41	27,3	9,6	25,8 – 26,4	24,7	2,52	UBWBA41	UBWGY41	UBWNY41	UBWLM41
42	28,0	9,8	26,5 – 27,1	25,2	2,56	UBWBA42	UBWGY42	UBWNY42	UBWLM42
43	28,6	10,1	27,1 – 27,7	25,6	2,60	UBWBA43	UBWGY43	UBWNY43	UBWLM43
44	29,3	10,2	27,8 – 28,4	26,1	2,64	UBWBA44	UBWGY44	UBWNY44	UBWLM44
45	30,0	10,3	28,5 – 29,1	26,5	2,68	UBWBA45	UBWGY45	UBWNY45	UBWLM45
46	30,6	10,4	29,1 – 29,7	27,0	2,72	UBWBA46	UBWGY46	UBWNY46	UBWLM46
47	31,3	10,5	29,8 – 30,4	27,4	2,76	UBWBA47	UBWGY47	UBWNY47	UBWLM47



Alle Maße sind in cm angegeben und entsprechen der Größe der Innensohle.
Die angegebenen Schuhgrößen sind Richtwerte. Die Wahl der Schuhgröße richtet sich maßgeblich nach dem Volumen der jeweiligen Verbandsversorgung.



Finden Sie Ihre passende Größe



Austauschbare Innensohle



Für Diabetiker



Geringes Gewicht



DARCO (Europe) GmbH

Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany | Tel. +49 8807 9228-0 | info@darco.de | www.darco.de

